

ОРТЕЗ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ PUSH SPORTS ELBOW BRACE

Ортез на ліктьовий суглоб Push Sports Elbow Brace була розроблена для боротьби з запаленнями в точках припливів сухожилів м'язів-розвинів та м'язів-зінчів у передпліччя. Ці запалення (зазвичай вони називаються «лікть тенісиста» або «лікть голфіста») спричиняють (ратою) різкі або тривали розтягнення задніх м'язів. Ортез на ліктьовий суглоб проприй у застосуванні, якою пристосування до ваших індивідуальних потреб та має певні функціональні особливості, які гарантують, що ви сповідатиме під час рухів та занять спортом.

Якщо ви маєте якісь проблеми зі складом суглоба, зверніться з консультацією до дистрибутора або надішлі електронний лист на адресу info@push.eu.

КОДИ КОРИСТИВАННЯ ОРТЕЗОМ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ PUSH SPORTS ELBOW BRACE?

Перш за все, ортез на ліктьовий суглоб Push Sports Elbow Brace використовується для зменшення напруження і розтягнення сухожилів під час видів діяльності, пов'язаних із високим напруженням, таких як фізичні вправи та домашні чи професійні діяльності. Ортез ведено поправлення біль, якщо ви страждаєте на «лікть тенісиста» або «лікть голфіста».

ПОКАЗАННЯ

- «Лікть тенісиста» (латеральний епіконділітіз);
- «Лікть голфіста» (medіальний епіконділітіз).

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Інформація про такі порушення, коли ортез на ліктьовий суглоб Push Sports Elbow Brace не можна або не варто носити, відсутня.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Переконайтесь, що ортез зафіковано не надто щільно. Використовуйте ортез лише для відповідних показань. Для правильного використання ортезу Push Sports може знадобитися діагностика в лікарі або терапевта. Біль завжди з попередкувальним синтаксом. Якщо ви або скари триваєте без чіткої причини, рекомендується відвідати сімейного лікаря, фізіотерапевта або спортивного лікаря.
- ортез Push Sports були розроблені для носіння на неподшкоджений шкірі. Подшкоджений шкіру спочатку потрібно покрити відповідним матеріалом.
- Оптимальне функціонування може бути досягнута тільки шляхом вибору правильного розміру. Тому бажано, щоб ви прямірно ортез перед початком, для того щоб перевірити його розмір. У разі онлайн покупки завжди перевіріть, чи задовільняє ваш умови поверхнева. Продбасій персонам вашого торговельного представника поясніть, як наїкраще підібрати ортез Push Sports. Ми рекомендуємо зберегти цю інформацію про продукт у належному місці, щоб мати можливість звернутися до неї за інструкціями з наданням за необхідності.
- Перевіріть свій ортез Push Sports кожен раз перед використанням на наявність ознаки або старіння компонентів або швів. Оптимальна робота вашого ортезу Push Sports може бути гарантована лише тоді, коли продукт повністю справний.
- У рамках регламенту EC 2017/745 про медичні виробки та компетентні орган державні-чиності, які використовують застосуванням, про будь-який германський інцидент, пов'язаний зі продуктом.

ОСОБЛИВОСТІ

- В ортез на ліктьовий суглоб використовується м'яка прокладка, щоб чинити тиск на уражені м'язи передпліччя, і таким чином знижати навантаження на сухожилі цих м'язів у місці припливів. Ефективність цього ортезу забезпечується функцією в'язкозрівного матеріалу, що використовується в прокладці, та невеличкою еластичною лінзою на ремені. Ці особливості викликають поступове збільшення тиску під час скручування або розтягування м'язів.

РОЗМІРИ

Ортез на ліктьовий суглоб доступний в одному універсалному розмірі, може застосовуватися як для лівої, так і для правої руки.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням: змініть захисну плівку з прокладки.

- Вставте та притягніть кінці ремінів через ремінні кільце. Натягніть ортез на руку. Якщо ви страждаєте на «лікть тенісиста» (латеральний епіконділітіз), жокут прокладку слід розташувати на лікти зоні; якщо ви страждаєте на «лікть голфіста» (medіальний епіконділітіз), прокладку слід розташувати всередині. Ремінні кінці не слід розташовувати в складі лікти.
- Коли ви зімните ортез, реміні можна залишити в кільці.
- Слід отримати інформацію про дистрибутора у вашій країні, ми радимо перейти за посиланням www.push.com.ua/distributors

ПОРАДИ ЩОДО ПРЯНИ/ДОГЛЯДУ

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації ортезу, вживайте прати його на регулярні основах, дотримуючись інструкцій щодо прання. Ортез можна прати за температуру низьке трицикли градусів за Целзієм, використовуючи цикл для легкіших тканин або ручне прання. Перед пранням заскіпіть застібку-пільчу, щоб захистити ортез та інші речі. Не використовуйте відбілювач. Дайте ортезу висохнути на відкритому повітрі (подані від джерела нагрівання та не в сушарці). Ніколи не кладіть мокрій ортез на зберігання. Завжди спершу дайте йому висохнути.

pushsports.eu/elbow-brace/applying

Щоб отримати інформацію про дистрибутора у вашій країні, ми радимо перейти за посиланням www.push.com.ua/distributors

ХРОНОВІ СВІБОВІ/ХОДОВІДОКИ

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації ортезу, вживайте прати його на регулярні основах, дотримуючись інструкцій щодо прання. Ортез можна прати за температуру низьке трицикли градусів за Целзієм, використовуючи цикл для легкіших тканин або ручне прання. Перед пранням заскіпіть застібку-пільчу, щоб захистити ортез та інші речі. Не використовуйте відбілювач. Дайте ортезу висохнути на відкритому повітрі (подані від джерела нагрівання та не в сушарці). Ніколи не кладіть мокрій ортез на зберігання. Завжди спершу дайте йому висохнути.

(Elbow Brace) PUSH SPORTS 肘部支撑护具

Push Sports 搬運公司

肘部支撑护具是为了解决前臂屈肌腱插入点的劳损而研发的。这些劳损（通常指网球肘或高尔夫球肘）是由肌肉（突然的）剧烈张力或持续张力引起的。此款肘部支撑护具非常容易使用。它可满足您的个人需求，并且具备防止护具在运动过程中滑动的特殊功能。

如果您有任何疑问、请咨询您的经销商或者发送邮件至 info@push.eu。

何时使用 PUSH SPORTS 肘部支撑护具？

Push Sports 肘部支撑护具主要适用于在高强度的运动（例如健身、商务或专业运动）中减少肌腱的力量。此款护具已经被证明可以有效地减轻网球肘或高尔夫球肘的症状。

适应症

- 网球肘（外上髁炎）
- 高尔夫球肘（内侧上髁炎）
- 网球肘（高尔夫球肘）

禁忌症

未发现不适合使用 Push Sports 肘部支撑护具的病症。

注意：

- 确保 Push Sports 肘部护具没有穿戴过紧。仅针对合适的适当穿戴此护具。需要根据医生或治疗师的诊断正确使用 Push Sports 肘部支撑护具。如果不明原因的疼痛始终是警报信号。如果不正确的治疗或治疗师的建议您立即咨询您的全科医生、物理治疗师或运动专家。
- 只有选择合适的尺寸才能实现最佳功能。因此购买之前，请先试穿。如果是在线购买，最好穿戴支撑护具以检查其尺寸是否合适。如果是在线购买，请务必确保卖家提供完善的退货服务。您的经销商的专业人员将说明穿戴 Push Sports 支撑护具的最佳方法。我们建议您将本产品信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅穿戴说明。
- 每次使用前检查您的 Push Sports 支撑护具是否有部件或接缝磨损或老化的迹象。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push Sports 支撑护具的最佳性能。

在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在的成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

技术规格

该款肘部护具通过一块衬垫向前臂肌肉施加压力，从而减轻这些肌肉附着于肘部的肌腱部位的压力。护具通过衬垫内的粘弹性材料和带条上的小型松紧装置实现其防护功能。正因为如此，护具可以在手臂伸展时逐步增加对肌肉的压力。

测量

此款护具不分左右手臂，共有 1 种尺寸可供选择。

穿戴

使用前：请移除护垫上的保护膜。

- 将带条的末端穿进条带环，将护具滑动至手臂。如需预防网球肘，请将黄色衬垫置于肘部外侧；如需预防高尔夫球肘，请将黄色衬垫置于肘部内侧。条带环请勿置于肘部折痕处。
- 将护具置于肘部下方大约 6 厘米处的前臂肌肉位置。
- 弯曲手臂，紧绷肌肉，将条带拉紧直到感受到足够的压力。移除护具时，不应感到护具对肌肉的压力。移除护具时，允许将条带留在条带环内。

pushsports.eu/elbow-brace/applying

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

清洗说明/维护

为了确保产品洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下清洗说明定期清洁护具非常重要。可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精洁织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。将支撑护具放在室外晾干（避免靠近加热源或放置于滚筒式烘干机中）。护具未干前请勿将其存放。请务必先将其晾干。

PUSH SPORTS 肘部支撑护具

Push Sports 搬運公司

肘部支撑护具是为了解决前臂屈肌腱插入点的劳损而研发的。这些劳损（通常指网球肘或高尔夫球肘）是由肌肉（突然的）剧烈张力或持续张力引起的。此款肘部支撑护具非常容易使用。它可满足您的个人需求，并且具备防止护具在运动过程中滑动的特殊功能。

如果您有任何疑问、请咨询您的经销商或者发送邮件至 info@push.eu。

何时使用 PUSH SPORTS 肘部支撑护具？

Push Sports 肘部支撑护具主要适用于在高强度的运动（例如健身、商务或专业运动）中减少肌腱的力量。此款护具已经被证明可以有效地减轻网球肘或高尔夫球肘的症状。

适应症

- 网球肘（外上髁炎）
- 高尔夫球肘（内侧上髁炎）
- 网球肘（高尔夫球肘）

禁忌症

未发现不适合使用 Push Sports 肘部支撑护具的病症。

注意：

- 确保 Push Sports 肘部护具没有穿戴过紧。仅针对合适的适当穿戴此护具。需要根据医生或治疗师的诊断正确使用 Push Sports 肘部支撑护具。如果不明原因的疼痛始终是警报信号。如果不正确的治疗或治疗师的建议您立即咨询您的全科医生、物理治疗师或运动专家。
- 只有选择合适的尺寸才能实现最佳功能。因此购买之前，请先试穿。如果是在线购买，最好穿戴支撑护具以检查其尺寸是否合适。如果是在线购买，请务必确保卖家提供完善的退货服务。您的经销商的专业人员将说明穿戴 Push Sports 支撑护具的最佳方法。我们建议您将本产品信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅穿戴说明。
- 每次使用前检查您的 Push Sports 支撑护具是否有部件或接缝磨损或老化的迹象。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push Sports 支撑护具的最佳性能。

在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在的成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。

技术规格

该款肘部护具通过一块衬垫向前臂肌肉施加压力，从而减轻这些肌肉附着于肘部的肌腱部位的压力。护具通过衬垫内的粘弹性材料和带条上的小型松紧装置实现其防护功能。正因为如此，护具可以在手臂伸展时逐步增加对肌肉的压力。

测量

此款护具不分左右手臂，共有 1 种尺寸可供选择。

穿戴

使用前：请移除护垫上的保护膜。

- 将带条的末端穿进条带环，将护具滑动至手臂。如需预防网球肘，请将黄色衬垫置于肘部外侧；如需预防高尔夫球肘，请将黄色衬垫置于肘部内侧。条带环请勿置于肘部折痕处。
- 将护具置于肘部下方大约 6 厘米处的前臂肌肉位置。
- 弯曲手臂，紧绷肌肉，将条带拉紧直到感受到足够的压力。移除护具时，不应感到护具对肌肉的压力。移除护具时，允许将条带留在条带环内。

pushsports.eu/elbow-brace/applying

有关您所在国家/地区的经销商的详细信息，请参阅 www.push.eu/distributors

清洗说明/维护

为了确保产品洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下清洗说明定期清洁护具非常重要。可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精洁织物的程序机器清洗或手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。将支撑护具放在室外晾干（避免靠近加热源或放置于滚筒式烘干机中）。护具未干前请勿将其存放。请务必先将其晾干。

PUSH SPORTS POTPORNA TRAKA ZA LAKAT

Razvijena je kao pomoć kod sindroma prenaprezanja, na mjestima hrvatne mišićne ekstensije ili fleksije. Cilj potporne trake je da se ukloni slijedivi problemi: usporiti ulaganje u pojedinim mjestima, ukloniti posljedice rane i učinkovito sprijeći ulaganje u novu ravninu.

Orteza je za lakt jednostavna i uključuje samo dva elementa: potpornu traku i učinkovit sistem za uklanjanje posljedica rane.

Cilj orteze je da se ukloni slijedivi problemi: usporiti ulaganje u pojedinim mjestima, ukloniti posljedice rane i učinkovito sprijeći ulaganje u novu ravninu.

INDIKACIJE