

PUSH SPORTS KNEE BRACE

The Push Sports Knee Brace is a very comfortable sports brace that provides knee support with leaf spring hinges along the sides of the knee joint. It prevents lateral movement of the knee joint, without restricting flexion and extension. The knee brace features a U-shaped pad around the patella, which exerts pressure on the patella tendon and stabilizes the patella. The accurate fit and the anti-slip lining prevent the brace from slipping. The thin, light material increases comfort by wicking perspiration away from the skin. Despite its strong support, the Push Sports Knee Brace has a remarkably low profile design, allowing it to be worn under regular trousers. As the leaf spring hinges are never covered, the brace can also be used safely in contact sports. If you have any questions, please consult your retailer or send an e-mail to info@push.eu.

WHEN TO USE THE PUSH SPORTS KNEE BRACE?

Do you need support and comfortable compression around the knee joint during sports activities? Then the Push Sports Knee Brace is a good choice.

The brace is used in the case of residual complaints after ligament injuries or a meniscus surgery. The brace is also effective when the knee is under heavy strain, in sports that require repeated rotation or turning.

INDICATIONS

- General knee instability
- Residual instability following a collateral ligament injury
- Arthritis with mild instability
- Meniscus injury
- Patellofemoral pain syndrome

CONTRAINDICATIONS

- There are no known disorders where the Push Sports Knee Brace cannot or should not be worn.

CAUTIONS

- Ensure that the brace is not fitted too tightly. Use the brace only for the appropriate indications. Proper use of your Push Sports brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Pain is always a warning sign. If pain or complaints persist without a clear cause, it is recommended that you visit your GP, physiotherapist or sports massage therapist.
- The Push Sports Knee Brace provides lateral support, suitable for minor to moderate (residual) instability.
- In some cases, the brace may touch the other leg. Athletes who experience discomfort are advised to wear trousers that cover the location concerned.
- Push Sports braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Therefore, it is recommended that you fit the brace before purchasing to check its size. When buying online, always ensure that there is a good return service. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push Sports brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.

- Check your Push Sports brace each time before use for signs of wear or aging of components or seams. Optimal performance of your Push Sports brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

SPECIAL FEATURES

The knee brace provides effective knee support using lightweight, yet very strong bilateral leaf spring hinges, which mimic the natural bending motion of the knee. The use of this type of (non-axial) hinge provides excellent lateral support of the knee joint without causing any restriction during sports activities. The U-shaped pad in the brace surrounds the kneecap and stabilizes the patella.

TAKING MEASUREMENTS

The Push Sports Knee Brace is available in four sizes, universally applicable for the left and right sides. Select the appropriate brace size by measuring the circumference of the lower leg just below the knee. It is recommended to always try out the brace before use, to ensure that it is the right size.

FITTING

Open the two hook and loop fasteners.

- Put the brace over the knee until the pad is positioned snugly underneath the kneecap. For the proper degree of support, the pad must fit closely around the kneecap. Please make sure the lower edge of the brace does not fold inwards.
- Close the upper hook and loop fastener in such a way that you feel a comfortable degree of pressure around the upper leg.
- Close the lower hook and loop fastener in such a way that you feel a comfortable degree of pressure below the knee.

pushsports.eu/knee-brace/applying

For details of the distributor in your country, please refer to www.push.eu/distributors

WASHING INSTRUCTIONS/MAINTENANCE

[🧼](#) [🚿](#) [🧴](#) [🚰](#) [🚰](#) [🚰](#)

To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, observing the washing instructions. The brace can be washed at temperatures of up to thirty degrees Celsius, on a delicate fabric cycle or by hand. Before washing, fasten the hook and loop material to prevent the brace and other laundry. Do not use any bleaching agents. Let the brace dry in the open air (not near a source of heat or in a tumble drier). Never store the brace when it is wet. Always let it dry first.

IMPORTANT

The knee brace is not meant as a replacement for a knee protector. Athletes who use knee protectors can wear the knee protector over the brace.

دعامة الركبة من Push Sports الرياضية الشديدة: حيث توفر لك دعما للركبة بواسطة مفصلات رفقنا لضامة تزكرك على طول جانبي المفصل الركبية. تعمل الدعامة على منع الحركة الجانبية لفصل الركبة، بدون تقييد الحركة التي وتر الركبة والعضلات. تحتوي دعامة الركبة على شكل حرف U حول ركبة الركبة التي تتثبت الدعامة عن وتر الركبة. تمنع الدعامة المفصلة بالركبة المفصلة بالركبة من الانزلاق عن موضع تثبيتها. تمنع الدعامة اللفافة والخفيفة بالركبة الكبيرة من الانزلاق المتفسخ للعرق من الجلد. على الرغم من دعما القوي، تتميز دعامة الركبة من Push Sports بتصميمها المنخفض بشكل ملحوظ ما يتيح ارتداها تحت الملابس العادية. يمكن استخدام الدعامة بلباس في الرياضات التلامسية، حيث إن مفصلات الرقائق الرياضية مغطاة. يرجى استشارة البائع، إذا اردت اني استشارة، او ارسال بريد الكتروني الى info@push.eu.

متى ينصح باستخدام الدعامة الرياضية من Push Sports؟
هل تحتاج دعما وضغطاً مريحاً حول مفصل الركبة أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية؟
ينبغي ستكون دعامة الركبة من Push Sports خياراً مثالياً.

تستخدم الدعامة في حالة الشكاوى المزمنة بعد عمليات الرباط او بعد جراحة الخضروف الهلالي.
تتم الدعامة الفعالية عندما تكون الركبة تحت ضغط شديد في الرياضات التي تتطلب تكرار اللف أو الدوران.

دواعي الاستعمال: مُستخدَم في الحالات الآتية:

- عدم استقرار عام بالركبة
- عند استقرار مزمّن ناتج عن إصابة الرباط الجانبي
- مرض المفصل مع عدم استقرار الركبة
- إصابة الخضروف الهلالي
- متلازمة الألم الرضفي الفخذي

موانع الاستعمال

- لا توجد اعتلالات معروفة قد تتعارض مع ارتدائك لدعامة الركبة من Push Sports.

التحذيرات

- تأكد من عدم ارتداء الدعامة بإحكام شديد. ارتد الدعامة فقط وفقاً لدواعي الاستعمال الملائمة.
- قد يتسبب الاستخدام المصحح لدعامة Push Sports تشخيص حالك من قبل طبيب أو معالج.
- يعد الألم عادة علامة تحذير. إذا استمرت التحذير، إذا الشكاوى بدون سبب واضح، يُنصح بزيارة طبيبك، أو اختصاصي العلاج الطبيعي، أو اختصاصي التوبليك الرياضي.

- توفر دعامة الركبة من Push Sports دعماً وتثبيتاً جانبياً، مما يجعلها مناسبة لعدم الاستقرار الطفيف إلى المعتدل (عدم استقرار مزمن).
- في بعض الحالات، يمكن أن تلمس الدعامة الساق. يُنصح الرياضيون الذين يعانون من عدم الراحة بارتداء سراويل تغطي المنطقة المقصودة.
- في بعض الحالات، يمكن أن تلمس الدعامة الساق. يُنصح الرياضيون الذين يعانون من عدم الراحة بارتداء سراويل تغطي المنطقة المقصودة.
- الشرة للمساعدة بلمدة مناسبة أثناء ارتدائها.
- يجب تحقيق الأمان للأمتل للدعامة فقط اختيار المقاس الصحيح. لذلك، فبالحل ارتداء الدعامة يمكن لتراها التأكد من المقاس المناسب. في حالة التواء عبر الإنترنت، تأكد دائماً من وجود خدمة راجع جيدة. سترشح لك الموظف المختص لدى البائع الأفضل طريقة لاستخدام وتركيب Push Sports. نوصيك بالاحتفاظ بمعلومات هذا المنتج في مكان آمن، حتى تتمكن من استخدامه.

الإصلاح لعمرها لفترة إشارات التثبيت عند الحاجة.
تتحقق من ظهور علاقات التفتت أو اللي على مفصلات أو فواصل دعامة Push Sports في كل مرة قبل ظهورها.
ننصح لك الأداء الأمتل الدعامة Push Sports، شروط سلامة المنتج تماماً.
ضمن إطار لاتحة الاتحاد الأوروبي 2017/745 بشأن الأجهزة الطبية، يتعين على المستخدم الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة تتعلق بالمنتج إلى الشركة المصنعة، وكذلك إلى السلطات المعنية في الدولة العضو في الاتحاد والمعيق الطبي المستخدم.

مميزات خاصة بالدعامة

توفر دعامة الركبة دعماً وتثبيتاً فعالاً، باستخدام مفصلات رفقنا لضامة خفيفة الوزن، وقوية للغاية؛ والتي تحاكي حركة الالتحام الطبيعية للركبة.
يوفر استخدام هذا النوع (غير محوري) من المفصلات دعماً جانبياً أو وسطياً ممتدّاً للمفصل الركبية بدون أي تقييد أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية. يوجد بالدعامة وسادة على شكل حرف U، حيث تحبض بالرفضة وتعمل على تثبيتها.

أخذ القياسات
توفر دعامة الركبة في مقاس واحد، كما أنها قابلة للاستعمال عموماً على الجانبين الأيمن والأيسر. حدد المقاس المناسب للدعامة بواسطة قياس محيط أسفل الساق بالمسطح تحت الركبة. يوصى دائماً بتجربة الدعامة قبل استخدامها؛ للتأكد من مقاسها الصحيح.

ملائمة القياس

افتح الخلف والعروة بأداتي الربط.

- اسبب الدعامة فوق الركبة حتى تتوضع الوسادة بشكل مريح تحت الرفضة. لتتحقق درجة كبيرة من الدعم اللازم، يرجى ملائمة الوسادة لضغط حول الرفضة للأخمية القصوى. من الأفضل تأكد من عدم طي حواف الدعامة إلى الداخل.
- أغلق الخلف والعروة بأدات الربط العلوية. بحيث تشعر بدرجة مريحة من الضغط حول أعلى الساق.
- ثم أغلق الخلف والعروة بأداة الربط السفلية، بحيث تشعر بدرجة مريحة من الضغط أسفل الركبة.

pushsports.eu/knee-brace/applying

لمعلومات على مفصلات الموزج في بلدك، يرجى الرجوع إلى www.push.eu/distributors

تعليمات الفصل/المحافظة على الدعامة

🧼🚿🧴🚰🚰🚰
لزيادة النظافة الشخصية ولإطالة عملة الدعامة، من المهم غسل الدعامة بانتظام واتباع تعليمات غسلها. يمكن غسل الدعامة عند درجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية في دورة أقمشة رقيقة أو ملابس. قبل غسل أعلى الخلف والعروة بأداة الربط،تأكد لحماية الدعامة والملابس الأخرى. تجنب استخدام أي عوامل بيضتة للملابس. استخدم الدعامة على الجوار الرياضي (ليس بالقرب من مصدر ساخن أو محفف الملابس). تجنب تغزير الدعامة وهي رطبة. يرجى دائماً التأكد من جفاف الدعامة أولاً قبل ارتداها فوق الدعامة.

- لا تُعد دعامة الركبة بديلاً عن وافي الركبة. يمكن للرياضيين الذين يستخدمون وافي الركبة ارتداؤها فوق الدعامة.

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

PUSH SPORTS KNEE BRACE

Ортез Push Sports Knee Brace – это очень удобный ортез для занятий спортом, который фиксирует колени с помощью специального стейка ресорной тесьмы с двух сторон колени сустава. Ортез позволяет не допускать lateral movement (боковой смещения) колена, не препятствуя при этом сгибанию и разгибанию мышц. В состав ортеза включены два T-образных петля для колени чашечки, несомбримый для создания давления на эту область и для фиксации. Благодаря плотному прилеганию и профессиональному вставкам ортез не соскальзывает на ноге. Фиксация, лентой материал идеально впитываете пот с кожи, тем самым увеличивает комфорт при ноше ортеза. Несмотря на сильную степень фиксации, ортез Push Sports Knee Brace на удивление простая конструкция, и его можно незаметно носить под обычной одеждой. Если прикрыть стейки рессорного типа, ортез также можно безопасно носить при участии в контактных видах спорта. Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибутору или отправьте электронное письмо по адресу info@push.eu.

KODU ISPOLZOVAT' ORTEZ NA KOЛENNYЙ СУСТАВ
PUШ SPORTS KNEE BRACE?

Вам требуется фиксация и комфортная компрессия коленаго сустава во время занятий спортом? Тогда ортез Push Sports Knee Brace станет отличным выбором.

Данное изделие используется в случае дискомфорта после нарушения связок колениго сустава или хирургических операций на мениске. Ортез также надежно фиксирует колениго сустава при сильных нагрузках при занятиях теми видами спорта, в которых встречаются нежданные вращения или повороты колениго сустава.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Общая нестабильность колениго сустава
- Остаточная нестабильность после травмы связок колениго сустава
- Артроз колениго сустава с отеком
- Повреждение мениска
- Белесов синдром (доброкачественно-образного сустава

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказан к использованию ортеза Push Sports Knee Brace на колениго суставе не выявлено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Удобнопреть в том, что ортез наклеен не чрезмерно туго. Используйте ортез только по назначению. Для корректного использования ортеза Push Sports может потребоваться постановка диагноза врачом. Если, это всегда некорректный признак. Если по меньшей причине болевые ощущения или дискомфорт не прекращаются, рекомендуется обратиться к терапевту, специалисту по физической реабилитации или спортивному врачу (массажисту спортивной команды).
- Ортез Push Sports Knee Brace обеспечивает латеральную фиксацию в случаях небольшой или средней степени (сохраняющейся) нестабильности колениго сустава.
- В некоторых случаях ортез может соприкоснуться с другой ногой. Использование дискомфорт спортсменам рекомендуется носить обувь, прикрывающие соответствующую область.
- Ортезы Push Sports предназначены для использования на неповрежденной коже.
- Поврежденную кожу сначала необходимо защитить подходящим материалом.
- Оптимальное функционирование изделия может быть достигнуто только посредством выбора правильного размера. Лучше всего примерить ортез перед покупкой, чтобы проверить его размер. Если изделие приобретается в онлайн-магазине, во всех случаях лучше заранее убедиться в том, что его можно будет вернуть. Специалисты компании-дистрибутора объяснят Вам правила надевания ортеза. Мы рекомендуем хранить эту информацию об изделии в надежном месте, чтобы в случае необходимости была возможность связаться с инструктором.

- Проверьте свои ортез Push Sports каждый раз перед использованием на предмет износа отдельных элементов изделия или швов. Оптимальное использование ортеза Push Sports можно гарантировать только в случае его полной сохранности.
- Согласно Регламенту ЕС 2017/745 о медицинских изделиях пользователю необходимо сообщить изготовителю и компетентному органу власти в соответствующей стране ЕС о любом серьезном происшествии с ортезом.

ОСОБЕННОСТИ

Ортез надежно фиксирует колениго сустав посредством лентой, но очень крепкой конструкции стейка рессорной тесьмы, которая имитирует естественные сгибания и разгибания колениго сустава. Такой тип рессорной конструкции (без заданной оси сгибания-разгибания) обеспечивает отличную механическую фиксацию колениго сустава без ограничения движений при занятиях спортом. T-образный петля ортеза надежно фиксирует область колени чашечки.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Ортез на колениго суставе выпускается в четыре размерах без различия на правую и левую ногу. Подходящий размер ортеза выбирается после измерения окружности колениго сустава под колениго чашечкой.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Расстегните две застежки «Велкро».

- Наденьте ортез на колено, пока петля не займет положение четко под колениго чашечкой. Для правильного уровня поддержки важно, чтобы петля плотно прилегал к колениго чашечке. Просим убедиться, что никакой другой элемент не закрывается внутри.

- Застегните верхнюю застежку «Велкро» таким образом, чтобы вокруг верхней части ноги создавалось комфортное давление.
- Застегните нижнюю застежку «Велкро» таким образом, чтобы под коленом создавалось комфортное давление.

pushsports.eu/knee-brace/applying

Получить сведения о дистрибуторе товара в Вашей стране можно по ссылке www.push.eu/distributors

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ/ХРАНЕНИЮ

[🧼](#) [🚿](#) [🧴](#) [🚰](#) [🚰](#) [🚰](#)

Для того чтобы ортез оставался гигиеничным и чтобы продлить срок его службы, важно регулярно его стирать, соблюдая инструкции по стирке. Ортез можно стирать в стиральной машине в щадящем (деликатном) режиме или вручную при температуре не выше тридцати градусов Цельсия. Перед стиркой застегните ортез на застежки-липучки «Велкро», чтобы не повредить ткань. Не разрешается использовать отбеливающие средства. Просушите изделие на открытом воздухе (не рядом с источниками тепла или в сушильной машине). Никогда не убирайте ортез на вращение, если он до конца не просушен. Во всех случаях сначала дайте изделие высохнуть.

ВАЖНО

Ортез на колениго суставе не является заменой штиков для колений. Спортсмены, использующие штичи, могут носить ортез под такими штичками.

ESPAÑOL (ES)

RODILLERA DE PUSH SPORTS

La rodillera de Push Sports es muy cómoda y soporta la rodilla mediante bisagras a los lados de la articulación de la rodilla. Previene los movimientos laterales de la articulación de la rodilla, sin restringir los movimientos de flexión y extensión de la rodilla. La rodillera incluye una almohadilla en forma de U alrededor de la rótula, que ejerce presión sobre el tendón de la rodilla y contribuye a estabilizar la rótula. El ajuste preciso y el agarre superior evitan que la rodillera resbale. El material delgado y ligero elimina el sudor, lo que evita que la rodillera esté sudorosa. A pesar de los elementos de apoyo, la rodillera de Push Sports tiene un diseño muy fino, lo que permite llevarla con pantalones normales. Como las bisagras están cuidadosamente ocultas, la rodillera se puede usar con seguridad en deportes de contacto. Si tiene alguna duda, consulte con su distribuidor o envíe un correo electrónico a info@push.eu.

CUÁNDO UTILIZAR LA RODILLERA DE PUSH SPORTS
¿Necesita apoyo y presión cómoda en torno a la articulación de la rodilla al hacer deporte? Entonces, la rodillera de Push Sports es una buena elección.

La rodillera se usa en caso de molestias residuales después de lesiones de ligamentos o de una operación de menisco. Pero también cuando la rodilla sufre mucho estrés, en deportes en los que realiza rotaciones o giros repetidamente.

INDICACIONES

- Sensación de inestabilidad
- Inestabilidad residual después de una lesión de ligamento colateral
- Artritis con inestabilidad moderada
- En caso de lesión de menisco
- Síndrome de dolor femorotrotuliano

CONTRAINDICACIONES

- No se conocen trastornos que sugieran que no deba utilizarse la rodillera de Push Sports.

PUNTOS DE INTERÉS

- Asegúrese de que la rodillera no esté demasiado apretada. Use la rodillera solo con la indicación adecuada. El uso adecuado de su protector deportivo Push Sports puede requerir que lo prescriba un médico o un fisioterapeuta. El dolor es siempre una advertencia. Si el dolor persiste sin motivo aparente, es aconsejable que visite a su médico, fisioterapeuta o masajista deportivo.
- La rodillera de Push Sports ofrece soporte lateral, apropiado para una inestabilidad (residual) de menor a moderada.
- En algunos casos, la rodillera puede llegar a tocar la otra pierna. Se recomienda usar pantalones que cubran la zona en cuestión a aquellos deportistas a los que les resulte incómoda.
- Los protectores Push Sports han sido diseñados para ponerse sobre una piel sin heridas. En caso de tener alguna herida, primero hay que proteger la piel con material adecuado.

El rendimiento óptimo solo puede conseguirse eligiendo la talla adecuada. Por tanto, es preferible probarse el protector antes de comprarlo para asegurarse de la talla. En caso de comprarlo por Internet, asegúrese siempre de que haya un buen servicio de devoluciones. El personal profesional de su distribuidor le explicará la mejor forma de ajustarse la rodillera Push Sports. Es recomendable guardar la información de este producto en un lugar seguro, para poder consultar las instrucciones de ajuste cuando lo necesite.

- Revise su rodillera Push Sports cada vez que vaya a ponerla, por si tuviera indicios de desgaste o envejecimiento de los componentes o las costuras. El rendimiento óptimo de su rodillera Push Sports solo puede garantizarse si el producto está completamente intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida.

- Verifique sus orтеz Push Sports каждый раз перед использованием на предмет износа отдельных элементов изделия или швов. Оптимальное использование ортеза Push Sports можно гарантировать только в случае его полной сохранности.
- Согласно Регламенту ЕС 2017/745 о медицинских изделиях пользователю необходимо сообщить изготовителю и компетентному органу власти в соответствующей стране ЕС о любом серьезном происшествии с ортезом.

ОСОБЕННОСТИ

Ортез надежно фиксирует колениго сустав посредством лентой, но очень крепкой конструкции стейка рессорной тесьмы, которая имитирует естественные сгибания и разгибания колениго сустава. Такой тип рессорной конструкции (без заданной оси сгибания-разгибания) обеспечивает отличную механическую фиксацию колениго сустава без ограничения движений при занятиях спортом. T-образный петля ортеза надежно фиксирует область колени чашечки.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Ортез на колениго суставе выпускается в четыре размерах без различия на правую и левую ногу. Подходящий размер ортеза выбирается после измерения окружности колениго сустава под колениго чашечкой.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Расстегните две застежки «Велкро».

- Наденьте ортез на колено, пока петля не займет положение четко под колениго чашечкой. Для правильного уровня поддержки важно, чтобы петля плотно прилегал к колениго чашечке. Просим убедиться, что никакой другой элемент не закрывается внутри.

- Застегните верхнюю застежку «Велкро» таким образом, чтобы вокруг верхней части ноги создавалось комфортное давление.
- Застегните нижнюю застежку «Велкро» таким образом, чтобы под коленом создавалось комфортное давление.

pushsports.eu/knee-brace/applying

Получить сведения о дистрибуторе товара в Вашей стране можно по ссылке www.push.eu/distributors

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ/ХРАНЕНИЮ

Для того чтобы ортез оставался гигиеничным и чтобы продлить срок его службы, важно регулярно его стирать, соблюдая инструкции по стирке. Ортез можно стирать в стиральной машине в щадящем (деликатном) режиме или вручную при температуре не выше тридцати градусов Цельсия. Перед стиркой застегните ортез на застежки-липучки «Велкро», чтобы не повредить ткань. Не разрешается использовать отбеливающие средства. Просушите изделие на открытом воздухе (не рядом с источниками тепла или в сушильной машине). Никогда не убирайте ортез на вращение, если он до конца не просушен. Во всех случаях сначала дайте изделие высохнуть.

ВАЖНО

Ортез на колениго суставе не является заменой штиков для колений. Спортсмены, использующие штичи, могут носить ортез под такими штичками.

한국어 (KO)

PUSH SPORTS 무릎보조대

Push Sports 무릎보조대는 무릎 관절 측면에 놓이는 판 스프링 힌지로 무릎을 지지하는 매우 편안한 스포츠 보호대입니다. 무릎보조대는 굴신과 확장 동작을 제한하지 않으면서 무릎 관절의 외측 동작을 방지합니다. 무릎보조대는 무릎뼈를 지지하여 U자형 패드를 적용하여 무릎뼈 밑쪽에 압력을 가하여 무릎뼈를 안정화합니다. 정확한 피팅과 미끄러짐 방지 기능이 있는 보호대의 미끄럼을 방지합니다. 잘고 가벼운 소재는 피부의 염증을 줄여주어 편안함을 높입니다. 강력한 지지력에도 불구하고 Push Sports 무릎보조대는 매우 낮은 프로파일 설계로 인해 편안한 착용이 가능하며 야외 바지에 착용할 수 있습니다. 판 스프링 힌지의 보호 기능은 착용한 보호대는 힘이 많이 부딪히는 스포츠에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 궁금한 점이 있으면 판매점에 문의하십시오. info@push.eu 이메일을 보내주세요.

PUSH SPORTS 무릎보조대는 언제 사용합니까?

스포츠 활동을 위해 무릎 관절 주위에 지지력과 안정된 압박감이 필요하신가요? 그렇다면 Push Sports 무릎보조대는 훌륭한 선택입니다.

이 보조대는 인대 부상 또는 반월판 수술 후 잔여 통증을 완화하는 데 사용됩니다. 또한, 보호대는 반복적인 회전 또는 전향 동작이 필요한 스포츠 등 두꺼운 부하가 걸릴 때 무릎을 효과적으로 보호합니다.

적용증

- 일반적인 무릎 불안정증
- 측부 인대 부상 후 생긴 잔여 불안정증
- 불안정한 가벼운 관절증
- 반월판 부상
- 슬개관절 통증 증후군

금지증

- Push Sports 무릎보조대를 착용할 수 없는 것으로 알려진 장애가 없습니다.

주의

- 보조대를 너무 꼭 지게 착용하지 마십시오. 적절한 적용을 위해서만 보조대를 사용하십시오. Push Sports 보조대를 착용하면 의사 또는 치료사의 진단을 받아야 할 수 있습니다. 항상 통증을 경고 신호로 간주하십시오. 명확한 이유 없이 통증이 불완전히 지속되면, 주의를 기울이지요사, 스포츠 마시사와 상담하는 것이 좋습니다.
- Push Sports 무릎보조대는 경증에서 중등증 (잔여) 불안정에 적합한 측면 지지력을 제공합니다.
- 간혹 보조대가 다른 다리에 부딪힐 수 있습니다. 불편함을 느낀다면 보호대 위에 바지를 입는 것이 좋습니다.
- Push Sports 보조대는 부상을 입지 않은 피부에 착용하도록 고안되었습니다. 부상을 입은 피부는 먼저 적절한 소재로 덮어야 합니다.

정확한 크기를 선택해야만 최적의 기능을 발휘할 수 있습니다. 따라서 구입하기 전에 가장 적합한 보조대를 착용하여 적절한 크기인지 확인하십시오. 온라인으로 구입할 때 반쯤 서비스를 활용할지 제공하지는 항상 확인하십시오. 재판판매업체의 전문 직원인 Push Sports 보조대를 착용하는 최상의 방법을 설명해 드릴 것입니다. 필요한 때 피팅 지침을 부가 위해 본 제품 설명서에 안전한 장소에 보관하는 것이 좋습니다.

- Revise su rodillera Push Sports cada vez que vaya a ponerla, por si tuviera indicios de desgaste o envejecimiento de los componentes o las costuras. El rendimiento óptimo de su rodillera Push Sports solo puede garantizarse si el producto está completamente intacto.
- En el marco del Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios, el usuario debe informar de cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida.

- Verifique sus orтеz Push Sports каждый раз перед использованием на предмет износа отдельных элементов изделия или швов. Оптимальное использование ортеза Push Sports можно гарантировать только в случае его полной сохранности.
- Согласно Регламенту ЕС 2017/745 о медицинских изделиях пользователю необходимо сообщить изготовителю и компетентному органу власти в соответствующей стране ЕС о любом серьезном происшествии с ортезом.

특별한 기능

Push Sports 무릎보조대는 무릎의 자연스러운 굴신 동작을 돕는 가벼운편 지지력 판 스프링 힌지를 사용하여 무릎을 효과적으로 지지합니다. Push Sports 무릎보조대는 무릎뼈를 지지하여 U자형 패드를 적용하여 무릎뼈 밑쪽에 압력을 가하여 무릎뼈를 안정화합니다.

사이즈 측정

Push Sports 무릎보조대는 4가지 사이즈로 제공되며 왼발 및 오른발에 모두 사용할 수 있습니다. 무릎 아래에 하퇴부 둘레를 측정하여 적절한 보조대 사이즈를 선택하십시오.
사용하기 전에 보조대를 시험 착용하여 적절한 크기인지 확인하는 것이 좋습니다.

피팅

2개의 후크와 루프 패스너를 여십시오.

- 패드와 슬개관절 아래에 편안하게 놓이도록 보조대를 무릎까지 당기십시오. 적절한 지지력을 발휘하기 위해 패드는 슬개관절 주위에 밀착되어야 합니다. 보조대 하단 모서리가 안쪽으로 밀리지 않도록 하십시오.

- 허벅지 부위의 압력이 편하게 느껴질 정도로 상단 후크와 루프 패스너를 고정하십시오.

- 무릎 아래 부위의 압력이 편하게 느껴질 정도로 하단 후크와 루프 패스너를 고정하십시오.

pushsports.eu/knee-brace/applying

